

Diagnóstico de Papilomavirus (HPV)

Seeplex HPV18 ASE Genotyping

- Genotipado simultáneo de 18 tipos diferentes de Papilomavirus (HPV), que suponen el 95% de los tipos.
- Genotipado de 13 tipos de alto riesgo (16, 18, 31, 33, 35, 45, 51, 56, 58, 59, 66, 67 y 70) y 5 tipos de bajo riesgo (6, 11, 42, 43 y 44)
- Basado en PCR + Análisis fragmentos (secuenciador).
- Alta sensibilidad y especificidad (específicos de tipo).
- Tecnología DPO™.
- Bajo coste.
- Marcado CE.



Seeplex®

(DPO™-based Multiplex) PCR System

Tecnología
PCR + DPO™
Multiplex



Extracción ADN/ARN

PCR

Detección y análisis

Informe resultados



30 minutos

165 minutos

10 minutos

1 minuto

TOTAL = 206 minutos