



Diagnóstico de Papilomavirus (HPV)

Seeplex HPV4A ACE Screening


- Genotipado simultáneo de Papilomavirus tipo 16 y 18 y screening de 16 tipos de alto riesgo (26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68 y 73 y 82) y 2 tipos de bajo riesgo (6 y 11).
- Basado en PCR + Electroforesis (capilar o convencional).
- Posibilidad de automatizar.
- Tecnología DPO™.
- Alta sensibilidad (específicos de tipo).
- Bajo coste.
- Marcado CE.



Seeplex®

(DPO™-based Multiplex) PCR System

Tecnología
+
PCR Multiplex
DPO™



Distribuidor en exclusiva para España de los productos Seegene para detección y tipado de Papilomavirus (VPH):

[Progenie molecular](#). C/ Artes y oficios, 37. 46021 Valencia. Tel. 902 91 05 05. Fax 902 91 05 06